

## BIOMEDICALE A TECNOLOGIA INTEGRATA



CHE **DEGRADA IN 1 MINUTO**  
LIQUIDI BIOLOGICI E  
FLUIDI CONTAMINATI HCV E HIV

**ABT**<sup>®</sup> COMBINA 3 SOLUZIONI PER IL  
CONTROLLO DEL RISCHIO BIOLOGICO

**DEGRADAZIONE**  
Axivirium Bioactive  
*per liquidi biologici  
standard*

**DISINFEZIONE**  
Chlorine & Soda  
*per antiblastici, traccianti e  
reagenti chimici esausti*

**NEUTRALIZZAZIONE**  
Carbonato di Sodio  
*per ultrafiltrato  
dialitico*

## PERCHÉ SCEGLIERE ABT

STOP contaminazioni fluidi & trasferimenti in sicurezza

RIDUZIONE costi di smaltimento dei rifiuti

MENO stress in sala operatoria

GESTIONE del lavoro semplificata ed integrata

TECNOLOGIA d'industria 4.0

SPECIFICHE	ABT9000	ABT3000
STRUTTURA	Acciaio inox verniciato a polvere	
INTERFACCIA	Display 12" touch screen resistivo	Display 10" touch screen resistivo
RUOTE	Medicali conduttive	
DIMENSIONI	L 65 X P 40,0 X H 116 mm	L 45 X P 43,0 X H 104 mm
PESO	a vuoto Kg 82,5	a vuoto Kg 59
SERBATOI	Acciaio AISI 316 N° 2 32,5 + 32,5 litri	Acciaio AISI 316 N° 1 x 40 litri
CANALI DI SUZIONE	N° 4 ( 2 da 14 lt/min; 2 da 4 lt/min )	N° 2 da 4 lt/min
SCARICO	24 Lit/min rapido	
ALIMENTAZIONE	240 V AC - 16 A - solo per la fase di autotermodisinfezione	24 V
TENSIONE	24 volts	
AUTONOMIA	Batteria al Litio da 400W - un' intera giornata di lavoro	
SISTEMA DI SICUREZZA	Allarmi di controllo per tutti gli elementi di circuito	

Certificazione del sistema  
Caratterizzazione elettromagnetica CEM UNI PG ISO 60601 e 61010  
Validazione clinica presso Università Campus Biomedico  
ISO 62336 - ISO 14155.1.2 Policlinico di Roma (I)  
Kiwa Cermet ISO 13485 - ISO 9001:2015



**ABT**<sup>®</sup> product line

**Axivirium Bioactive  
Technology**

STRUMENTAZIONE OSPEDALIERA  
PER LA SICUREZZA BIOLOGICA  
E PER LA PREVENZIONE

**EnProject Medicali SRL**

Viale Carlo Faina 30 - 06055 Marsciano (PG)

Tel: +39 075 4657 019 Cel +39 349 72 15765

mail: info@enprojectmedicali.com - www.enprojectmedicali.com



UNA LINEA  
DI PRODOTTI  
PROGETTATA PER  
NON FERMARSI MAI

A3T<sup>®</sup> 9000

IDEALE PER  
SALE OPERATORIE E AREE CRITICHE

A3T<sup>®</sup> 3000

IDEALE PER  
AREE DI DEGENZA



PC PANEL RESISTIVO touch dotato di software di gestione con tracciabilità dei dati



DATABASE di registrazione dati e quantitativo liquidi raccolti per uso clinico-terapeutico



BATTERIA al LITIO con autonomia di oltre 6000 litri aspirati per ricarica



Processo di LAVAGGIO e AUTOTERMODISINFEZIONE indipendente



LETTORE R-FID per la tracciabilità dei prodotti utilizzati nel dispositivo



MODULO WI-FI integrato per teleassistenza da remoto



Capacità di contenimento 65 lt

AutoTermodisinfezione a 40°



Capacità di contenimento 40 lt

Autodisinfezione a freddo

